

# VINTAGE ZR ■ VINTAGE ZR Uni-Layer

керамическая система для всех представленных на рынке каркасов из оксида циркония

Vintage ZR – это микрокерамика, которая обладает тонкой структурой, укреплена лейцитом и предназначена для безметалловых реставраций. Так как в основе структуры лежит полевой шпат, надежность соединения со всеми каркасами из оксида циркония, очень высокая стабильность и прочность эстетичных конструкций гарантированы.



Благодаря оптическим свойствам материала Vintage ZR реставрации из керамики выглядят естественно и выразительно.

## VINTAGE ZR Uni-Layer

Реставрации фронтальной и жевательной групп можно выполнить в соответствии с анатомическими особенностями пациента, используя всего один слой этой инновационной керамики. Идеальная комбинация рассеивания света и его глубины. В этой керамике сочетаются оптические свойства порошков «дентин» и «режущий край», которые обеспечивают гармоничный переход оттенка и иллюзию глубины.

- Удобная техника одного слоя не занимает много времени
- Простые варианты коррекции
- Выбрать оттенок несложно благодаря красителям для керамики Vintage Art.
- Можно совместить с опалесцирующим и прозрачным материалами системы Vintage ZR – в зависимости от просьбы и ситуации

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокотемпературный Opaque Liner (960 °C) обеспечивает надежную связь с каркасом из оксида циркония и является основой оттенка реставрации

Впечатляющий эстетичный вид с естественной прозрачностью и опалесцентностью.

Оттенки превосходно подобраны к естественным зубам и в соответствии со шкалой оттенков VITA\* Classical

Большой диапазон прозрачных порошков «режущий край» и порошков «эффект»

Низкая стоимость формовочного материала благодаря компонентам системы моделирования

Стабильный коэффициент теплового расширения на уровне  $9,3 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ , даже после нескольких циклов обжига

## Показания

- Облицовка любых коронок и мостов, выполненных из оксида циркония



Используя Vintage ZR Uni-Layer можно изготовить реставрацию с большей или меньшей степенью прозрачности.

## VINTAGE ZR - наборы



AB Set

### AB Set

Компоненты для эстетичных цельнокерамических реставраций с оттенками A1-A4, RootA и B1-B4

- Оpaque Liner, 10 шт. по 5 г · 10x Масса, је 15 г · Пришеечный, 2 шт. по 15 г
- Опаковый дентин, 5 шт. по 15 г · Опаловая эмаль, 4 шт. по 15 г
- Эффект опала, 15 г · Коррекция (Add-On B / Add-On T), 2 шт. по 15 г
- Vintage AL / ZR Opaque Liner Liquid, 3 мл
- Vintage Modelling Liquid, 50 мл · таблица цветов · инструкция по применению



CD Set

### CD Set

Набор оттенков C1-C4 и D2-D4 для дополнения набора AB

- Оpaque Liner, 7 шт. по 5 г · Масса, 7 шт. по 15 г · Пришеечный, 2 шт. по 15 г
- Опаковый дентин, 2 шт. по 15 г · Vintage AL / ZR Opaque Liner Liquid, 3 мл
- таблица цветов · инструкция по применению

### Enamel Effect Set

Опалесцирующий и прозрачный порошки для режущего края – для создания индивидуальных эффектов в области режущего края

- Эффект опала, 8 шт. по 15 г · Эффект эмали, 5 шт. по 15 г
- Пришеечный прозрачный, 5 шт. по 15 г · таблица цветов
- инструкция по применению

### Color Effect Set

Для создания индивидуальных эффектов в области дентина и в пришеечной зоне

- Эффект Оpaque Liner, 3 шт. по 5 г · Цветовой эффект, 5 шт. по 15 г
- Десна, 2 шт. по 15 г · таблица цветов · инструкция по применению

### Margin Porcelain Set

Для эстетичного перехода края

- Плечо, 9 шт. по 15 г · Цветовой эффект, 2 шт. по 15 г
- Коррекция (Add-On B / CPM Fine), 2 шт. по 15 г
- Vintage CPM Modelling Liquid, 3 мл
- Vintage Margin Porcelain Isolation Liquid, 7 мл · таблица цветов
- инструкция по применению

### Whitening Set

Дополнительные оттенки для придания реставрациям большей яркости

- Оpaque Liner, 3 шт. по 5 г · Масса, 3 шт. по 15 г · Опаковый дентин, 2 шт. по 15 г
- Опаловая эмаль, 2 шт. по 15 г · Эффект опала, 15 г
- Vintage AL / ZR Opaque Liner Liquid, 3 мл
- таблица цветов · инструкция по применению

Номер	Кол-во	Изделие
9000	1 шт.	Vintage ZR AB Set
9001	1 шт.	Vintage ZR CD Set
9002	1 шт.	Vintage ZR Whitening Set
9003	1 шт.	Vintage ZR Enamel Effect Set
9004	1 шт.	Vintage ZR Margin Porcelain Set
9005	1 шт.	Vintage ZR Color Effect Set

## VINTAGE ZR - отдельные компоненты

Оттенок	Номер 5 г
<b>ОРАQUE LINER</b>	
W10	9030
W20	9031
W30	9032
A10	9011
A20	9012
A30	9013
A3,50	9014
A40	9015
RootA0	9016
B10	9017
B20	9018
B30	9019
B40	9020
C10	9021
C20	9022
C30	9023
C40	9024
D20	9026
D30	9027
D40	9028
<b>ЭФФЕКТ ОРАQUE LINER</b>	
OM-Y	9034
OM-LP	9035
OM-DP	9036

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
<b>ПЛЕЧО</b>		
W1M	9218	
NM	9237	
A3M	9220	
RootAM	9222	
B2M	9224	
B4M	9226	
C2M	9229	
C4M	9231	
D3M	9233	
<b>ЭФФЕКТ ПЛЕЧО</b>		
CLM	9236	
LPM	9238	
<b>ПРИШЕЕЧНЫЙ</b>		
AC	9173	9179
BC	9174	9180
CC	9175	9181
DC	9176	9182
<b>МАССА</b>		
W1B	9097	9122
W2B	9098	9123
W3B	9099	9124
A1B	9077	9102
A2B	9078	9103
A3B	9079	9104
A3,5B	9080	9105
A4B	9081	9106
RootAB	9082	9107
B1B	9083	9108
B2B	9084	9109
B3B	9085	9110
B4B	9086	9111
C1B	9088	9113
C2B	9089	9114
C3B	9090	9115
C4B	9091	9116
D2B	9093	9118
D3B	9094	9119
D4B	9095	9120

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
<b>ОПАКОВЫЙ ДЕНТИН</b>		
OD-W1	9041	9060
OD-N	9039	9058
OD-A3	9043	9062
OD-RootA	9045	9064
OD-B2	9047	9066
OD-B4	9049	9068
OD-C2	9051	9070
OD-C4	9053	9072
OD-D3	9055	9074
<b>ЦВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ</b>		
MP	9199	
MY	9200	
Miv	9201	
R	9202	
Y	9203	
O	9204	
G	9205	
W	9206	
<b>ОПАЛОВАЯ ЭМАЛЬ</b>		
Opal 56	9127	9143
Opal 57	9128	9144
Opal 58	9129	9145
Opal 59	9130	9146
Opal 60	9131	9147
<b>ЭФФЕКТ ОПАЛА</b>		
Opal T	9133	9149
Opal SL	9134	9150
Opal WE	9135	9151
Opal MI	9136	9152
Opal OC	9137	9153
Opal AM-R	9138	9154
Opal AM-Y	9139	9155
Opal AM-V	9140	9156

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
<b>ЭФФЕКТ ЭМАЛИ</b>		
BT	9159	9166
OT	9160	9167
PT	9161	9168
GT	9162	9169
T-Glass	9163	9170
<b>ПРИШЕЕЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ</b>		
CT-CL	9185	9192
CT-W	9186	9193
CT-A	9187	9194
CT-B	9188	9195
CT-R	9189	9196
<b>ДЕСНА</b>		
Gum-LP	9209	
Gum-DP	9210	
<b>КОРРЕКЦИЯ</b>		
Add-On B	9213	
Add-On T	9214	
CPM Fine	9215	



## Uni-Layer Set

Всё для эстетичных реставраций с оттенками A2 и A3

- Opaque Liner A20, 5 г • Opaque Liner A30, 5 г
- Vintage ZR Uni-Layer HT, 50 г • Vintage ZR Uni-Layer LT, 50 г
- Vintage AL/ZR Opaque Liner Liquid, 3 мл • Vintage Mixing Liquid HC, 50 мл
- Step Card (пошаговая инструкция) • инструкция по применению

Номер	Кол-во	Изделие
9247	1 шт.	Vintage ZR Uni-Layer Set (A2 / A3)
9241	50 г	Vintage ZR Uni-Layer HT
9244	50 г	Vintage ZR Uni-Layer LT

## VINTAGE ZR - жидкости

Номер	Кол-во	Изделие
8011	3 мл	Vintage AL/ZR Opaque Liner Liquid
9611	50 мл	Vintage Mixing Liquid (Жидкость для разведения опакowego лайнера)
9612	500 мл	Vintage Mixing Liquid
9613	50 мл	Vintage Mixing Liquid HC
9614	500 мл	Vintage Mixing Liquid HC
9615	50 мл	Vintage Margin Hardening Liquid (Скрепляющая жидкость для плечевой массы)
7642	3 мл	Vintage CPM Modelling Liquid (Моделирующая жидкость)
8012	7 мл	Vintage Margin Porcelain Isolation Liquid (Изолирующая жидкость для керамических плечевых масс - фломастер)