

VINTAGE LD

керамика с дисиликатом лития для цельнокерамических реставраций

Низкотемпературная керамика с силикатным стеклом была разработана с использованием последних данных науки о материалах, а именно об обжиге прессуемых объектов из дисиликата лития. На рынке представлены оттенки дентина классических цветов, различные оттенки «эффект», а также прозрачные и опалесцирующие оттенки режущего края.

Комбинируя разные порошки, можно изготавливать самые различные варианты эстетичных реставраций по методике cut-back либо наслаивания. Материал Vintage LD является низкотемпературным. Его можно обжигать при температуре 800 °C либо менее.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прекрасное соответствие естественным зубам по цвету

Стираемость – как у естественного зуба

Учтена шкала оттенков VITA* Classical

Возможность применения техники окрашивания, наслаивания и cut-back



Показания

Производство цельнокерамических реставраций из дисиликата лития

Номер	Кол-во	Изделие
8500	1 шт.	Vintage LD Basic Set (базовый набор)
8502	1 шт.	Vintage LD Starter Set (A2 / A3) (стартовый набор)
8503	1 шт.	Vintage LD Enamel Effect Set
9613	50 мл	Vintage Mixing Liquid HC
9614	500 мл	Vintage Mixing Liquid HC

VINTAGE LD - наборы и отдельные компоненты



Basic Set

Всё необходимое для реставраций с оттенками A1-A3,5, B2 и B3

- Vintage LD
- 6x Масса • 4x Опаловая эмаль • Эффект опала, по 15 г
- Vintage Art LF
- 4 красителя, по 3 г • Glazing Paste (настообразная глазурь), 5 г
- Vintage Art LF Stain Liquid, 50 мл • Vintage Mixing Liquid HC, 50 мл
- инструкция по применению

Starter Set

Всё необходимое для реставраций из дисиликата лития с оттенками A2 и A3

- Vintage LD
- 2x Масса • 2x Опаловая эмаль • Эффект опала, по 15 г
- Vintage LD Press
- 5 роликов (2x MT-A2, 2x MT-A3, 1x T-1), по 3 г
- Vintage Art LF
- 2 красителя, по 3 г, Glazing Paste (настообразная глазурь), 5 г
- Ceravety Press & Cast
- 5 порошков, по 100 г • жидкость, 100 мл
- Vintage Art LF Stain Liquid, 50 ml • Vintage Mixing Liquid HC, 50 ml
- инструкция по применению

Enamel Effect Set

Оттенок для режущего края и прозрачный оттенок обеспечивают естественную передачу света в зоне режущего края с учетом индивидуальных особенностей

- Опаловая эмаль 56, 15 г • Эффект эмали, 9 шт. по 15 г
- инструкция по применению

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
МАССА		
W3B	8587	8627
A1B	8570	8610
A2B	8571	8612
A3B	8572	8613
A3,5B	8573	8614
A4B	8574	8615
B1B	8575	8616
B2B	8576	8617
B3B	8577	8618
B4B	8578	8619
C1B	8579	8620
C2B	8580	8621
C3B	8582	8622
C4B	8583	8623
D2B	8584	8624
D3B	8585	8625
D4B	8586	8626

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
ОПАКОВЫЙ ДЕНТИН		
OD-N	8562	
OD-A1	8550	
OD-A2	8552	
OD-A3	8553	
OD-A3,5	8554	
OD-A4	8555	
OD-B2	8556	
OD-B4	8557	
OD-C2	8558	
OD-C4	8559	
OD-D3	8560	
ОПАЛОВАЯ ЭМАЛЬ		
Opal 56	8590	8630
Opal 57	8592	8631
Opal 58	8593	8632
Opal 59	8594	8633
Opal 60	8595	8634
ЭФФЕКТ ОПАЛА		
Opal T	8596	8635
Opal SL	8597	8636

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
ЭФФЕКТ ЭМАЛИ		
T	8606	8645
BT	8599	8638
PT	8600	8639
GT	8602	8640
YT	8603	8642
OT	8604	8643
AM-Y	8605	8644
T-Glass	8598	8637
ДЕСНА		
Gum-1	8650	
Gum-2	8652	
Gum-3	8653	
Gum-4	8654	
Gum-5	8655	
КОРРЕКЦИЯ		
Add-On B	8660	
Add-On T	8662	